

## 遺伝子組換え検査 Trait コーン シリーズ

### ラテラルフロー法による遺伝子組換えコーンの定性スクリーニング検査

ラテラルフロー（イムノクロマト）法試験紙タイプのキットで、遺伝子組換えコーンの混入を約 10 分で Yes/No 判定することができます。遺伝子組換えにより発現する特定のタンパクを、抗原抗体反応を利用して測定します。ラテラルフロー法のメンブランストリップには、目的タンパクに対する抗体がライン状に塗布されています。試料を破砕均一化し、水を加えて抽出。試験紙を浸して 5～10 分待つと、陽性の場合には、テストラインが赤く着色し、簡単に判定できます。

試料中に一粒以上あるかないかの定性テストですが、一定粒数試料を複数回テストすることで、統計学的な解釈により、例えば「800 粒テストが 3 度とも陰性の場合、99%の確からしさで、GM 混入率が 0.2%未満である」といった推計利用法もあります。

これらの製品は、Strategic Diagnostics Inc.社が遺伝子組換え作物のメーカーと提携して開発したもので、事実上の世界標準キットといえます。特に、スターリンクコーン用の<Trait>コーンバルクテスト Bt9 は米国農務省 USDA が公式検査法として承認、国内でも厚生労働省指定スクリーニング検査法として通知されています。

国際販売元:Romer Labs 製造:Strategic Diagnostics Inc.社

目的・用途	<p><b>*ナタネ、アルファルファの種子バルクテストは別のアプリケーションです。</b></p> <p>種子一粒/葉1枚の検査には Trait Leaf/Seed シリーズがあります。各 100 本 80,000 円          &lt;Trait&gt;Leaf/Seed テスト RUR (1421M) (大豆、ナタネも可、コーンは NK603 のみ)</p> <p>対象タンパク:CP4EPSPS</p> <p>&lt;Trait&gt;Leaf/Seed テスト LL (1430M) (ナタネも可)</p> <p>対象タンパク:PAT/BAR</p> <p>&lt;Trait&gt;Leaf/Seed テスト Bt1 (1431M)          &lt;Trait&gt;Leaf/Seed テスト Cry3Bb (1433M)</p>
-------	---

本品のラベルは販売元商標と製造元商標が記されています。